



Características

3 velocidades: 6 km/h, 16 km/h, 30 km/h

Batería extraíble: Li-ion 280 Wh, con autonomía hasta 30 km

Maniobras sencillas: Radio de giro de 1,8m

Rueda de 21,60cm de diámetro

Ligera y compacta: Peso total 13 kg (incluyendo batería)

Carga máxima: 100 kg

Doble sistema de luces LED

Neumáticos antipinchazos

Mecanismo eléctrico integral: anclaje, conducción y plegado

Display digital

Desnivel máximo: 10 %

Doble sistema de freno: Freno de tambor y freno magnético

Certificado CE: fabricación europea como dispositivo médico

Para todo tipo de usuario, se engancha a tu silla apretando un simple botón, es ligera y se pliega de forma compacta!

Como todos los productos de la gama SIMO-Farma, Blumil -GO pone el acento en la calidad, sin dejar a un lado su diseño, que se caracteriza por una cuidada estética vanguardista, de formas redondeadas y superficies suaves.



SENCILLO ANCLAJE PATENTADO

Con un especial sistema de anclaje a motor patentado, Blumil -GO, además de fácil de usar, es extremadamente sencilla de unir a tu silla de ruedas para convertirla en una handbike de vanguardia en cuestión de segundos. La unión con la silla se activa con un botón, sin necesidad de ninguna herramienta o pieza adicional. Es muy fácil de maniobrar, anclar, conducir y guardar para todo tipo de usuarios. **Apta para tetrapléjicos.**

VELOCIDAD ADAPTABLE

Blumil -GO tiene 3 niveles de velocidad (de paseo, a un máximo de 6 km/h; intermedio, hasta 16 km/h y turbo, hasta 30 km/h). Ideal para todo tipo de usuarios, desde los que quieren dar un paseo ligero, hasta aquellos que aman la adrenalina.

DOBLE SISTEMA DE LUCES LED

Blumil -GO cuenta con una luz LED estándar ubicada en el mástil, que se enciende automáticamente al ponerla en marcha, con la que hacer visible al usuario frente a OTROS viandantes y conductores. Como sistema de seguridad adicional, cuenta además con un faro frontal para ganar visibilidad en la noche.

FÁCIL MANEJO

Con un radio de giro de tan solo 1,8m, Blumil -GO es muy fácil de manejar en cualquier sitio. Esto facilita las maniobras, siendo particularmente crítico en espacios reducidos, caminos estrechos y edificios pequeños.

PARA SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS NO PLEGABLES

Blumil -GO ha sido especialmente diseñada para dotar de autonomía y aumentar la movilidad de usuarios de sillas de ruedas activas, no plegables, con barra de sujeción transversal entre las ruedas. **Autonomía, libertad e independencia, con movilidad aumentada, al alcance de cualquier usuario!**

APTA PARA VIAJAR EN COCHE Y EN AVIÓN

Es especialmente idónea para viajar tanto en coche, como en avión. Se pliega fácilmente, con un simple botón, para llevarla contigo a cualquier parte. Una solución muy compacta, con un peso total de 13 kg (batería incluida), que **podrá acompañarte allá donde vayas!**

ÚNICO SISTEMA DE FRENO DOBLE

La handbike Blumil -GO cuenta con un doble sistema de frenado único. Un operativo freno electromagnético, de sencillo manejo para gente con movilidad limitada en las manos y un segundo freno de mayor impacto, que se activa con palanca, como en un ciclomotor.

FIABLE BATERÍA EXTRAÍBLE

Gracias a su fiable batería de 280 Wh, Blumil -GO llega a tener una autonomía de aproximadamente 30 km por carga, en función del uso, la potencia y pendiente del terreno. Se puede extraer de forma sencilla y llevarla contigo para poder recargarla en cualquier sitio. Además está dotada de una salida USB, que permite cargar nuestros dispositivos móviles cómodamente.